




Catálogo técnico contactología

Lentes de Contacto

Imogel ds 55

HIDROGEL



Reemplazo	Mensual	Unidades	6 lentes/caja
Compensación	Esférica	Tinte Manipulado	Azul
Filtro	UV		
Material	Hioxifilcon 45%, Agua 55%	DK	20,6 x 10 ⁻¹¹ (cm ² /s) (mLO ₂ /ml.mm.Hg)

Ø	Radio	Esferas	Pasos
14.20	8.60	-10.00 a -6.50	0.50
		-6.00 a +6.00	0.25
		+6.50 a +10.00	0.50
	8.80	-0.25 a -6.00	0.25
		-6.50 a -10.00	0.50

Imogel-t ds 55

HIDROGEL



Reemplazo	Mensual	Unidades	3 lentes/caja
Compensación	Tórica	Tinte Manipulado	Azul
Filtro	UV		
Material	Hioxifilcon 45%, Agua 55%	DK	20,6 x 10 ⁻¹¹ (cm ² /s) (mLO ₂ /ml.mm.Hg)

Ø	Radio	Esferas	Pasos	Cilindros	Ejes	Pasos
14.20	8.60	-10.00 a -6.00	0.50	-0.75, -1.25,	10° a	10°
		-6.00 a +4.00	0.25	-1.75, -2.25	180°	

Imogel O₂O₂

HIDROGEL DE SILICONA



Reemplazo	Mensual	Unidades	3 lentes/caja
Compensación	Esférica	Tinte Manipulado	Azul
Filtro	UV		
Material	Innofilcon 55%, Agua 45%	DK	70 x 10 ⁻¹¹ (cm ² /s) (mLO ₂ /ml.mm.Hg)

Ø	Radio	Esferas	Pasos
14.20	8.60	-12.00 a -6.50	0.50
		-6.00 a +6.00	0.25
		+6.50 a +8.00	0.50

Imogel Oneday

HIDROGEL



Reemplazo	Diario	Unidades	30 lentes/caja
Compensación	Esférica	Tinte Manipulado	Azul
Filtro	UV		
Material	Methafilcon 44%, Agua 56%	DK	20 x 10 ⁻¹¹ (cm ² /s) (mLO ₂ /ml.mm.Hg)

Ø	Radio	Esferas	Pasos
14.20	8.60	-12.00 a -6.00	0.50
		-6.00 a -0.25	0.25
		+0.25 a +6.00	0.25

Soluciones de Mantenimiento

Ladme ÚNICA HA Duplo Pack SOLUCIÓN ÚNICA



Composición
PHMB 0.00015%, dihidrógeno fosfato sódico, hidrogenofosfato disódico, hidróxido de sodio, cloruro sódico, EDTA disódico, hialuronato sódico, hidroxietilcelulosa, agua purificada.

Presentación	2 x 360ml + 2 Portalentes	Unidad de venta	10
--------------	------------------------------	-----------------	----

Limpieza y desinfección efectiva	Con hialuronato para garantizar un uso cómodo	Contiene HEC, para una comodidad prolongada	pH similar al de las lágrimas humanas

Ladme ÚNICA HA Travel Pack SOLUCIÓN ÚNICA



Composición
PHMB 0.00015%, dihidrógeno fosfato sódico, hidrogenofosfato disódico, hidróxido de sodio, cloruro sódico, EDTA disódico, hialuronato sódico, hidroxietilcelulosa, agua purificada.

Presentación	100ml + Portalentes	Unidad de venta	12
--------------	------------------------	-----------------	----

Limpieza y desinfección efectiva	Con hialuronato para garantizar un uso cómodo	Contiene HEC, para una comodidad prolongada	pH similar al de las lágrimas humanas

Ladme FRESH HIDRATACIÓN OCULAR



Composición
EDTA 0.023%, biguanida de metileno polyhexa 0.00005%, hidroxietilcelulosa, ácido hialurónico 0.2%, cloruro de sodio, fosfato sódico bibásico, fosfato sódico monobásico, hidróxido de sodio anhidro, agua purificada.

Presentación	15ml	Unidad de venta	1
--------------	------	-----------------	---

Contiene ácido hialurónico	Contiene HEC, hidroxietilcelulosa	pH equilibrado	Apto para uso con lentes de contacto



Lentimop Profesional

91 304 05 25
contacto@lentimop.com

Pedidos

MyLentimop
pedidos.lentimop.net

Email
pedidos@lentimop.com

